


E-line
**Compact Needle Operating Fibre
Uretero-Renoscopes**
with lateral eyepiece

E-line
**Kompakt-Needle-Operations-
Fiber-Uretero-Renoscope**
mit seitlichem Einblick



- Stone therapy with laser fibre Ø 230 µm, lithoclast probe Ø 0.8 mm or electrohydraulic lithotripsy 2.4 Fr.
- Also possible for paediatric urology
- Particularly suitable for primary URS without prior placement of a double J catheter
- Rigid lithoclast probe Ø 0.8 mm can be used through the straight instrument channel
- Excellent view thanks to the latest image guide technology and optimum irrigation flow
- Steintherapie mit Laserfaser Ø 230 µm, Lithoclast-Sonde Ø 0,8 mm und elektrohydraulischer Lithotripsie 2,4 Charr.
- Einsatz auch in der Kinderurologie
- Besonders geeignet zur Primär URS ohne vorherige Einlage eines Doppel-J Katheters
- Einsatz von starrer Lithoclast-Sonde Ø 0,8 mm im geraden Sondenkanal möglich
- Exzellente Sicht durch modernste Bildleiterechnologie und optimalen Spülstrom

E-line Kompakt-Needle-Operations-Fiber-URS mit ovalem Spül- und Sondenkanal einschließlich automatischem Ventil zur Instrumenteneinführung E-line compact needle operating fibre URS with oval irrigation and instrument channel, including automatic valve for inserting instrument	Nutzlänge <i>Working length</i>	Gesamtlänge <i>Total length</i>	Optik <i>Telescope</i>	Charr. <i>Fr.</i>	Spül- und Sondenkanal Charr. <i>Irrigation and instrument channel Fr.</i>	für Hilfsinstrumente Charr. <i>for auxiliary instruments Fr.</i>	Type
Uretero-Renoscope Uretero-renoscopes	430 mm	570 mm	5°	4.5 / 6.5	3.15 x 3.15	1 x 3	8701.534
	315 mm	455 mm	5°	4.5 / 6.5	3.15 x 3.15	1 x 3	8701.533

Accessories:

- Foreign body forceps, flexible, 3 Fr., with alligator jaws, WL 530 mm828.605
- Biopsy forceps, flexible, 3 Fr., WL 530 mm829.603
- Handle8702.261
- Guide for Lithoclast handpiece8702.251
- Membrane seal (pack of 10)89.101
- Membrane retainer, standard15256.393
- Membrane retainer with Luer15256.456
- Lithoclast probe Ø 0.8 mm, 560 mm8742.001
- Ø 0.8 mm, 445 mm8742.021

Zubehör:

- Fremdkörper-Fasszange, flexibel, 3 Charr., mit Hechtmaul, NL 530 mm828.605
- Probe-Exzisionszange, flexibel, 3 Charr., NL 530 mm829.603
- Handgriff8702.261
- Führungsteil für Lithoclast-Handstück8702.251
- Membrandichtung (VE = 10 Stück)89.101
- Membranaufnahme, Standard15256.393
- Membranaufnahme mit Luer15256.456
- Lithoclast-Sonde Ø 0,8 mm, 560 mm8742.001
- Ø 0,8 mm, 445 mm8742.021

Hilfsinstrumente siehe Seite / Auxiliary instruments see page D 731.501 - D 731.801